インテリア・バー (コンテンポラリタイプ)

YHR型

■工事店様へのお願い

取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の うえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保管し、 必要なときにお読みください。

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

で使用前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管 してください。

●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ
の危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしてい
ます。その表示と意味は次のようになっています。

●お守りいただく内容の種類を、	次の絵表示で区分し、
説明しています。	



◇は、してはいけない「禁止」 内容です。

左図は、「分解禁止」を示します。



▲ は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

左図は、「必ず実行」を示します。

表示 意 味

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負うことが想定される内容を示して います。

かたい物をぶつけない

手すりの破損や脱落により転倒し、けがをする おそれがあります。

天然木タイプの木部に水をかけたり、極度の 湿気を与えない

折れたり、外れたりして転倒し、けがをするお それがあります。



天然木タイプの木部にヒビが入ったり、割れ た場合は使用しない

折れたり、外れたりしてけがをするおそれがあります。

手すり以外の用途(ぶら下がったり、上に登っ たり、ゆすったり、けったり、洗濯物や布団 などを干したりなど)に使わない

手が滑ったり、手すりが壁から外れたりして転倒 し、けがをするおそれがあります。



分解・改造(紙巻器やリモコンを取り付ける など)は絶対にしない

手すりの破損や脱落により転倒し、けがをするお それがあります。

ぬれた手や、石けんのついた手で手すりを 使用するときや、手すりがぬれていたり、 石けんがついているときは、十分に注意し て使用する

手が滑り、重大事故につながるおそれがあります。

介助が必要な使用者の場合、介助者は事故 が発生しないように十分に注意する

使用者が手すりをしっかりつかめなかったり、 つかみ損なったりなどにより、重大事故につな がるおそれがあります。



手すりと壁の間に手や腕が入り込まないよ うに十分に注意して使用する

手や腕が挟まるなどにより、重大事故につなが るおそれがあります。

定期的(少なくとも1回/月)に、破損やガタツ キなどの異常がないか確認し、異常があると きは使用を中止し、速やかに修理を依頼する

手すりの破損や脱落により転倒し、けがをする おそれがあります。

使用上のご注意

たばこなどの火気類を近づけない

手すり(天然木部分や塗装部分)が焦げたり溶けたり するおそれがあります。

お知らせ/木製製品について

天然木タイプは、木部に天然木を使用しています。 そのため天然木ならではの個性豊かな表情(色調、 入り皮、節、虎斑など)が表面に現れることがあり ます。



抗 菌 効 果	商品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA 登録試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果を満たしたものです。これにより感染 防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	握り部(天然木タイプのみ)
抗菌剤の種類	無機系
抗 菌 性 能 持 続 性 (一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認	
安 全 性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
禁 止 事 項	酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、商品表面はよく掃除された状態に保ってください。

[※]抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

1

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

布を使用したお手入れ

- ●通常のお手入れの仕方
 - 水またはぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。
- ●汚れがひどいときのお手入れの仕方 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お願い

手すりの表面を傷つけるものは絶対に使用しないでください。

- ●酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤 手すりの表面が変色(さび含む)したり、破損するおそれがあります。
- ●クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ●ナイロンたわし、たわし、ブラシなど 手すりの表面が傷つくおそれがあります。
- ●軟こうなどの薬、育毛剤、毛染剤、クレンジング剤、整髪料など
- ●シンナー、ベンジン、油類などの有機溶剤 手すり表面が変色したり、樹脂部分が破損するおそれがあります。
- ・酸性・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、有機溶剤が手すりに付着した場合、すぐに水ぶきし乾いた布などで 水分をきれいにふき取ってください。
- ・天然木タイプの場合、必要以上の水分は木材表面の割れや傷みの原因になりますので避けてください。 また、水などをこぼしてぬれた場合には、速やかにふき取ってください。
- ・天然木タイプの場合、水洗いしないでください。



定期的な点検 (少なくとも1回/月実施)

商品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。 経年劣化による重大事故を防止し、商品をより長く、 安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身 による以下の点検を少なくとも1回/月は実施いただ きますようお願いします。

不具合があった場合は、使用を中止し、TOTOメンテナンス(株)修理受付センター(フリーダイヤル0120-1010-05)またはお求めの販売店へご連絡ください。

